

Rovarcspés kezelő **KT100**



Forgalmazó

GMed

Patella-96Kft,
2045 Törökbalint, Kisfaludy u. 49-1,
www.gmed.hu | www.gyogybolt.hu | www.epapucs.hu
info@patellamedical.com
06-1-248-5300

CONTEC Contec Medical Systems Co., Ltd.

Address: No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86-335-8015430

Fax: +86-335-8015588

Technical support: +86-335-8015431

E-mail: cms@contecmed.com.cn

Website: http://www.contecmed.com

CE **IPF** Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany
Tel: 0049 211 3105 4698
E-Mail: eu@eulinx.eu

CMS2.782.807(CE)ESS/1.1 1.4.01.18.035 2024.04

Felhasználói kézikönyv

Kedves Felhasználó!

Köszönjük, hogy a rovarcsípés kezelő termékünket választotta! (a továbbiakban: eszköz)

A kézikönyv a készülék jellemzőinek és felhasználás feltételeinek megfelelően részletesen írja többek között a fő szerkezeti, funkciókat, specifikációkat, helyes szállítási, telepítési, használati, üzemeltetési, javítási, karbantartási és tárolási módszereket, valamint a felhasználót és az eszközt egyaránt védelmező biztonsági eljárásokat. A részletekért kérjük, tekintse meg az egyes fejezeteket!

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt használná ezt az eszközt! Ebben a felhasználó kézikönyvben leírt működési eljárások szigorúan követendők! Ez a kézikönyv leírja a figyelmet igénylő működési folyamatokat és azokat az üzemeltetési gyakorlatokat, amelyek rendellenességhez vezethetnek, valamint kárt okozhatnak. A gyártói garancia nem terjed ki a használati utasítás be nem tartása miatt, működése, karbantartása és tárolása közben bekövetkező bármilyen meghibásodásra, sérülésekre, károkra.

Vállalunk a használati kézikönyv változtatásának jogát fenntartva.

Figyelmeztetések:

- A készülék karbantartását csak a gyártó által meghatározott, minősített szerviz személyzet végezheti. A felhasználóknak nem engedélyezett a készülék karbantartása vagy átalakítása.
- Kellemetlen vagy fájdalmas érzés jelentkezhet, ha a készüléket folyamatosan használják különösen a mikrokeresési zavarral rendelkező felhasználóknál. Ha szükséges, a rovarcsípés kezelőt újra alkalmazhatja a csipésre vagy harapásra egy 5 perces szünet után, vagy azonnal alkalmazhatja egy másik területen lévő csipésre vagy harapásra. Az azonos kezelési területen történő óránként maximális 5 alkalmazást nem szabad túllépni!
- A készülék minden része szilárdan rögzített, ha véletlenül elesés következtében his részek, például egy gomb leesik, kerülje el ezekben a részekben a lenyelését, mivel fulladást okozhatnak!
- A készülék PC és ABS (Polikarbonát és Akrlonitril-Butadién-Styrol) anyagokat tartalmaz. Az, aki allergiás a PC-re vagy az ABS-re, nem használhatja ezt a készüléket.
- Kérjük, ne használja a csuklópántot, ha allergiás az anyagára!
- Ne tekerje a USB-kábelt a nyakára a balesetek elkerülése érdekében!
- Kérjük, hogy az eszköz, annak kiegészítőinek és csomagolásának selejtezése törvényeknek és rendeleteknek megfelelően történjen, a környezet-szennyezés elkerülése érdekében! A csomagolóanyagokat olyan helyre kell helyezni, ahol a gyerekek nem érhetik el azokat.
- Használat előtt ellenőrizze az eszközt, hogy nincs-e látható sérülés, ami befolyásolhatja felhasználó biztonságot és az eszköz teljesítményét! Ha nyilvánvaló sérülést észlel, kérjük, cserélje ki az érintett alkatrészeket a használat előtt!
- Az eszközöt tárolásakor tartsa távol a gyermekektől és a háziállatoktól annak érdekében hogy ne befolyásolhassák az eszköz teljesítményét!
- Ne helyezze az eszközt olyan helyekre, ahol közvetlen napsütésnek, magas hőmérsékletnek, páratartalomnak van kitéve, porral, váltóval vagy könnyen felcsapódó vízzel érintkezhet, hogy ne befolyásolja az eszköz teljesítményét!
- Ez az eszköz nem minősül gyógyszernek.
- Az eszközt nem lehet olyan berendezésekkel használni, amelyekre a kézikönyv nem tér ki. Csak a gyártó által megjelölt vagy ajánlott kiegészítőket lehet használni, ellenkező esetben sérülést okozhat a tetszőlőnek és felhasználónak vagy károsodhat az eszköz.

- Kérjük alaposan olvassa el a kézikönyvet a használat előtt és az előirtaknak megfelelően működtesse a terméket!

1. Áttekintés

Az eszköz alkalmas a rovarcsípések vagy fullánkcsípések által okozott viszketés vagy duzzanat enyhítésére.

1.1 Jellemzők

- A. Gyorsan enyhíti a rovarcsípések által okozott viszketést.
- B. Fizikai melegítést alkalmaz, bőrbarát anyagokkal, vegyszermentesen.
- C. Kompakt és hordozható kialakítás.
- D. Pontos és megbízható hőmérsékletszabályozás, biztonságot használhat.
- E. Két üzemmód mindkét üzemmódban három hőmérsékletfokozat).
- F. Éjjel is könnyen használható.

1.2 Környezeti követelmények

- Tárolási környezet
 - a) Hőmérséklet: -40 °C - + 60 °C
 - b) Relatív páratartalom: ≤ 95%
 - c) Légnyomás: 500 hPa - 1060 hPa
- Üzemeltetési környezet
- a) Hőmérséklet: +5 °C - + 40 °C
 - b) Relatív páratartalom: ≤ 75%
 - c) Légnyomás: 700 hPa - 1060 hPa

1.3 Elővigyázatosságok

1.3.1 Figyelem!

- Körülmények vagy lépések, amelyek károsíthatják az eszközt vagy működését:
- A készülék használatát elől győződjön meg róla, hogy normál működési állapotban és üzemeltetési környezetben van!
- Ha a készüléket hideg vagy meleg környezetből hozzák meleg vagy nedves környezetbe, ne használja azonnal!
- Ha a készüléket víz éri vagy összegyűlik rajta, azonnal hagyja abba a használatát!
- Ne nyúljon a készülékhez éles tárgyakkal!
- Magas hőmérsékleten, nagy nyomáson, gázterheléssel vagy áztatással történő fertőtlenítés nem engedélyezett! A tisztításhoz és fertőtlenítéshez olvassa el a Felhasználói Kézikönyv illeltes fejezetét (6.1)! Kérjük, kapcsolja ki a készüléket a tisztítás és fertőtlenítés előtt!
- A készülék használata során az érzékenységétől és a bőrterületétől függően az étlási hőmérséklet kielégülten lehet, és enyhé bőrpírt és ritkán irritált bőrt okozhat. Ha a hőfokúció túl forrónak érződik, azonnal állítsa le a készüléket!

- Az eszköz hasznos élettartama 3 év, a gyártási dátum a címkén olvasható.
- Ne tekerje össze vagy húzza meg az eszköz vezetékét!
- A készülék használat közben nem tölthető!

1.3.2 Biztonsági figyelmeztetések

A készüléket 12 éven felüliek használhatják! 12 éven aluliak felnövelő felügyelete mellett, annak segítségével használhatják.

Ne használja a készüléket:

- Diabétesz esetén, mivel csökkentheti a fájdalomra való érzékenységet, és megégetheti magukat.
- Fogyatékkal élőknek, 3 évesnél fiatalabb gyermekeknek vagy olyan embereknek, akiknek csökkent a hőérzékenységük (például büröndszervi változásokkal rendelkező emberek, akik betegség vagy hegeseés miatt érintett területen alkalmazták, fájdalomcsillapító gyógyszereket, alkoholt vagy drogokat szedtek).
- Közel a szemhez, a szemhéjakhoz, a szájhöz vagy a nyálkahártyához
- Akut vagy krónikus betegségben (sérült vagy irritált) bőrön
- Ha láza van
- Érzékeny bőrfelületeken
- Ha bármilyen érzékszervi károsodása van, ami csökkenti a fájdalom érzését (pl. anyagcsere-zavarok).
- Ha helyileg krémeket, kenőcsöket és géleket használ egyidejűleg.
- Ha tartósan irritált bőre van hosszú ideig alkalmazott hó miatt ugyanazon bőrfelületen.
- Az eszköz használata előtt konzultáljon orvosával, ha az alábbiak közül bármelyik érvényes Önre:
- Ha bármilyen bőrbetegsége van.
- Súlyos betegségben szenved, különösen, ha hajlama van a tromboembóliás állapotokra vagy ismétlődő rosszindulatú daganatokra.
- Ha megmagyarázhatatlan krónikus fájdalomtól szenved a test bármely részén.

2. Alapok


Sok rovarcsípés és fullánkcsípés fájdalmas és duzzadt csipés- és harapásmaradvékot eredményez. Ezek a csipések/harapások gyakran súlyos viszketést okoznak. A rovarcsípés kezelő nagyon hatékony enyhítést nyújt a rovarcsípések és fullánkcsípések számára hó segítségével. Azok a toxink, amelyek viszketést és duzzanatot okozhatnak, általában fehérje molekulákból állnak. A fehérjék molekuláris szerkezete megváltozik, amikor egy bizonyos hőmérsékleti határt túllépnek, és ezért gyakran elvesztik hatásukat. Ennek eredményeként hozzájárul a tünetek viszketés enyhüléséhez. Visszajelzések alapján megfigyelhető, hogy elősegíti a terület könnyebb gyógyulását.

3 Jellemzők

- A. A kettős kapcsolós túlmelegedés elleni védelem megakadályozza a bőr megegetését.
- B. Hat hőmérsékletfokozat áll rendelkezésre és a beállított fokozat automatikusan mentésre kerül.
- C. Az indikátor lámpák jelzik a hőmérsékletfokozatot.
- D. Alacsony töltöttségű akkumulátor jelzés.
- E. Automatikus készenléti funkció.
- F. USB-C csatlakozó.

4 Üzembehelyezés

4.1 Külső megjelenés



1. ábra

A. Üzemmod. kapcsoló: váltson a hőmérséklet módok között. L: alacsony hőmérséklet mód (a pozíció jelzőfénye kék), H: magas hőmérséklet mód (a pozíció jelzőfénye piros).

B. Bekapcsoló gomb: kilépés a készenléti módból (melegítés indítása), és váltás a hőmérséklet pozíciók között (mindkét módhoz három pozíció állítható be), 1. pozíció: alacsony hőmérséklet, 2. pozíció: közepes hőmérséklet, 3. pozíció: magas hőmérséklet.

4.2 USB kábel csatlakozása

Nyissa ki az eszköz USB csatlakozóját, dugja be a USB kábel mikro végét a USB csatlakozóba, a másik végét pedig a számítógépbe vagy a hálózati adapterbe.

4.3 Szerkezet, kiegészítők és szoftver leírása

- A. Szerkezet: fő egység, egy pánt.
 - B. Kiegészítők: USB kábel.
- Ellenőrizze az eszközt és a kiegészítőket a lista alapján annak érdekében, hogy a készülék normálisan működjön.
- C. Szoftver leírása
- Kiadási verzió: V1

5 Működtetés

5.1 Használat

A. Nyomja hosszan a "Bekapcsoló gombot" a készenléti módból való kilépéshez és a melegítés indításához (a készenléti módból való első kilépés alapértelmezett pozíciója: 1. pozíció). Melegítés közben a pozíció jelzőfénye és a megvilágító gyűrű folyamatosan világít.

B. Melegítés közben nyomja meg röviden a "Bekapcsoló gombot" Váltakoztatja meg a hőmérséklet pozíciókat, amíg a megfelelő pozíció jelzőfénye bekapcsol.

Megjegyzés: A bőr érzékenysége alapján két hőmérsékletmód (mindkét módhoz három pozíció) áll rendelkezésre választáshoz. Ajánlott az alacsony hőmérsékletmód (L) használat.

C. Miután a meghatározott hőmérsékletre felmelegedett, hangjelzést ad.

D. Helyezze az eszköz melegítő korongját a megcsipett területre.

E. A melegítés befejezése után azonnal készenléti módba lép.

Megjegyzés: Az eszköznek van hőmérséklet memóriafunkciója. Miután beállított egy hőmérsékletet, a következő alkalommal is abban a pozícióban indul a készenléti módból való kilépéskor.

Megjegyzés: A készülék túlmelegedés elleni védelem funkciója van ellátva. Ha a folyamatos melegítési idő meghaladja a 60 másodpercet, automatikusan készenléti módba lép.

5.2 Töltés

Az eszközt hálózati adapterrel lehet tölteni. A töltés során a három jelzőfény világít. Az összes jelzőfény bekapcsol, amikor teljesen feltöltődött. Megjegyzés: Ha alacsony az akkumulátor töltöttsége, az eszközt még néhányszor használhatja, de a fűtés közben a pozíció jelzőfénye villogni fog. Ha az elem töltöttsége túl alacsony, az eszköz nem tud normálisan működni. A készenléti módból való kilépés után minden jelzőfény egyszer villan, majd kialszik.

⚠️ Használat előtt győződjön meg arról, hogy nincs-e még fullánk a megcsipett területen! Távolítsa el óvatosan a fullánkot használat előtt! Azonnal alkalmazza a rovarcsipés vagy megsúrázás után a legjobb eredmény érdekében, mivel a toxikus még nem tudtak teljes hatást gyakorolni a bőrre. Ha túl sokáig vár a megcsipett vagy megsúrt terület kezelésére, és az viszketés, gyulladás és duzzanat már elkezdődött, csökkentheti a rovarcsipés kezelő hatékonyságát. Kezelje a területet a rovarcsipés kezelővel, mert segítségével a viszketés enyhíthető, és a gyulladást felgyorsítható.

6 Karbantartás, Szállítás és Tárolás

6.1 Tisztítás és fertőtlenítés

Az eszközt ki kell kapcsolni a tisztítás előtt, és nem szabad folyadékokba meríteni! Használjon 75%-os alkoholt az eszköz burkolatának letöréséhez, hagyjon időt annak megszáradására vagy tisztítsa meg tiszta és puha ruhával. Ne permetezzen semmilyen folyadékot közvetlenül az eszközre, és kerülje, hogy a folyadék bejusson az eszközbe!

6.2 Karbantartás

A. Rendszeresen ellenőrizze a fő egységet és az összes kiegészítőt annak érdekében, hogy nincs-e látható károsodás, ami befolyásolhatja a felhasználó biztonságát és az eszköz teljesítményét. Ha a károsodás nyilvánvaló, ne használja tovább az eszközt!

B. Kérjük, töltsé fel az eszközt, ha alacsony az akkumulátor töltöttsége!

C. Töltsé fel az akkumulátort azonnal a teljes lemerülést követően. Az eszközt három havonta újra kell tölteni, ha hosszabb ideig nem használja. Ez a gyakorlat segíthet az akkumulátor élettartamának meghosszabbításában.

6.3 Szállítás és Tárolás

A. A bescomagolt eszköz szállítható általános közlekedési eszközökkel. Szállítás közben kerülje az erős ütések, rezgések, és esőben vagy hóban való áztatását, és ne szállítsa mérgező, káros, korrózió anyagokkal együtt!

B. A bescomagolt eszközt olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek korrózió gázok és biztosított a jó szellőzés.

Hőmérséklet: -40°C - +60°C; Relatív páratartalom: ≤95%.

7 Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az eszköz már nem melegszik fel elegendő.	1) Az eszközt nem a kezinyírónál eldört környezetben használják. 2) Az eszköz rendellenesen működik.	1) Kérjük, használja az eszközt normál környezetben. 2) Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl!
Az eszköz nem kapcsol be.	1) Alacsony az akkumulátor töltöttsége vagy az akkumulátor lemerült. 2) Az eszköz rendellenesen működik.	1) Kérjük töltsé fel az akkumulátort. 2) Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl!
Az eszköz nem használható teljes töltési idő után sem.	1) Az akkumulátor nem töltődött fel teljesen. 2) Az eszköz rendellenesen működik.	1) Kérjük töltsé fel az akkumulátort. 2) Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl!
Az akkumulátor még 10 óra töltés után sem töltődik fel teljesen.	Az eszköz rendellenesen működik.	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl!

8 Szimbólumok

Szimbólumok	Jelentése	Szimbólumok	Jelentése
	Gyártó		Gyártás dátuma
	Szeriászám		Lejáratási idő
	Hulladék újrahasznosítása WEEE (2012/19/EU)		USB
	Hőmérséklet korlátozás		Páratartalom korlátozás
	Légnyomás korlátozás		Állítsa szállítandó
	Törékeny, óvatosan kezelje		Tartsa szárazon
	Tápkapcsoló		Újrahasznosítható
	Anyagazonosító kód		Gyártási szám
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben		

Megjegyzés: Az eszközben lehet, hogy nem található meg az összes fenti szimbólum.

9 Szifikációk

Melegítési hőmérséklet és idő	
Alacsony hőmérsékletű mód	40 °C - 44 °C 1. pozíció: 40 °C, melegítés ideje: 10 s 2. pozíció: 42 °C, melegítés ideje: 10 s 3. pozíció: 44 °C, melegítés ideje: 7 s
Magas hőmérsékletű mód	45 °C - 50 °C 1. pozíció: 45 °C, melegítés ideje: 7 s 2. pozíció: 47 °C, melegítés ideje: 5 s 3. pozíció: 50 °C, melegítés ideje: 3 s
Működési feszültség	DC 3.6 V - 4.2 V
Működési áram	≤ 250mA
Áramforrás	Újratölthető lítium akkumulátor (3,7V)
Akkumulátor élettartam	Töltés és kisütés: legalább 500 alkalommal.
Adapter specifikáció	Kimenő feszültség: DC 5V Kimenő áram: 1000 mA
Térfigyelés és súly	
Térfigyelés	111 mm(H) × 24 mm(Sz) × 22 mm(M)
Súly	Kb. 45 g (lithium akkumulátorral együtt)