

HU

- Ideális rögzítést nyújthat kulcsonttörést szenvedett beteg részére, és segíthet annak kezelésében.
- Puha, párnázott anyaga kényelmes viseletet segíti elő.
- A beteg igényeinek megfelelően szabályozható a kompressziója. A két pánt végén lévő tépőzár segíti a heveder kényelmes rögzítését.
- A megfelelő méret a mellkas körméret alapján választható!

Tisztítás

Kézzel mossa hideg, egyhén szappanos vízben! Ne használjon fehérítőt! Szárítsa szellős helyen, és ne tegye ki közvetlen hőforrásnak! Ne szárítsa ruhaszárító gépben! Ne vasalja! Vegyileg nem tisztítható!



Figyelem!

A termék használatakor esetlegesen fellépő allergiás reakciók esetén forduljon orvosához!

Összetétel

nejlon, poliuretán hab

RO

- Asigură o purtare simplă și confortabilă
- Cu ajutorul ariciului se poate fixa ușor și exact
- Fixează în caz de fractura de clavicula, și ajută la tratamentul acesteia.

Curățare:


Spălați produsul manual, cu apă și săpun. Nu folosiți înălbitori. Lăsați produsul la uscat într-un mediu bine ventilat, nu îl expuneți direct la surse de căldură. Nu uscați în uscătorul de haine. Nu călcați. Nu se poate curăța chimic.

Atenție

În cazul apariției reacțiilor alergice în timpul utilizării produsului, apelați la medic.

Compoziție:

nylon, spumă



Distribuitor:

SC Vital Logistic Srl,
540210 Tirgu Mures
Str. Gheorghe Doja nr 177,
Corp C1+C2 partner,
Romania
www.vital-logistic.ro
comenzi@vital-logistic.ro
+40 265.265.268



Gyártó és forgalmazó:
Patella-96 Kft.

- 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.
- www.gmed.hu
- www.gyogybolt.hu
- www.epapucs.hu
- info@patellamedical.hu
- +36 1 248-5300

S	78 cm - 86 cm	5 999542 977534
M	84 cm - 92 cm	5 999542 978838
L	92 cm - 98 cm	5 999542 972966
XL	96 cm - 106 cm	5 999542 973024
XXL	106 cm - 116 cm	5 999542 973918



Verzőszám:
GMed clavícula bandázs - 2024/04/24

003

patella



GMed CLAVICULA BANDÁZS ORTEZĂ CLAVICULARĂ



patella

GMed clavícula bandázs
Orteză claviculară



S	M	L	XL	XXL