

HU

- Gélpárna védheti a csukló lágy szöveteit és masszírozó hatást válthat ki
- Anatómiai kötési szerkezet növelheti a komfortot
- 4 irányban nyúló, légáteresztő anyag
- Stílusos, színes megjelenés

Tisztítás

Kézzel mossa hideg, enyhén szappanos vízben. Ne használjon fehérítőt. Szárítsa szellős helyen és ne tegye ki közvetlen hőforrásnak. Ne szárítsa ruhaszárító gépben. Ne vasalja. Vegyileg nem tisztítható.

Figyelem

A termék használatakor esetlegesen fellépő allergiás reakciók esetén forduljon orvosához.

Összetétel

szilikon, nejlon, gumi, spandex

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.

RO

- Perna cu gel protejează ligamentul și asigură efect de masaj
- Structură tricotată anatomică pentru a spori confortul
- Întindere în patru direcții și material poros
- Design elegant și plin de culoare

Curățare

A se spăla manual în apă caldută, fără detergenți. A se usca ferit de căldură directă.

Atenție

În caz de reacții alergice în timpul folosirii produsului adresați-vă medicului.

Componente

silicon, nylon, cauciuc, spandex

Vă rugăm să rețineți că evenimentele neașteptate cu dispozitivul trebuie raportate producătorului și autorității competente a utilizatorului și / sau a statului membru de stabilire a pacientului. Autoritatea competentă din România: ANMDM – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale din România.

GB

- Gel pad protects the soft tissue of wrist and provides massage effect
- Anatomical knitting construction to enhance comfort
- Four-way stretch and breathable material
- Stylish and colorful design

Care instructions

Hand wash cold with mild detergent. Do not bleach. Line dry. Do not iron. Do not dry clean.

**Attention**

In case of any skin allergy, itchiness occurs, please discontinue use and consult your doctor.

Composition

silicone, nylon, rubber, spandex

Please note that unexpected events with the device must be reported to the manufacturer, and user or to the appropriate authority of the patient's permanent residence.

**Méretezés a csukló körül /
Se măsoară circumferința
la încheietura mâinii /
Measure around wrist**

| Méret/Mărima/Size | CM |
|-------------------|-------|
| S | 13-15 |
| M | 15-17 |
| L | 17-19 |
| XL | 19-21 |
| XXL | 21-23 |

Cyártó és forgalmazó:

Patella – 96 Kft.

2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.

www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu
info@patellamedical.hu
+36 1 248-5300

**Distributor:**

SC. Vital Logistic Srl.
540210 Tirgu Mures
Str. Gheorghe Doja nr 177,
Corp C1-C2 partner,
Romania
www.vital-logistic.ro
comenzi@vital-logistic.ro
+40 265 265 268

Verziószám:
GMed szilikonos csuklószerítő -
2023/09/25

003

Left S



Left M



Left L



Left XL



Left XXL



Right S



Right M



Right L



Right XL



Right XXL



GMed ELASZTIKUS SZILIKONOS CSUKLÓSZERÍTŐ

GMed ORTEZĂ PENTRU ÎNCHEIETURA MĂINII CU INSERȚIE DE SILICON

GMed ELASTIC GEL PADDED WRIST SUPPORT



| | S | M | L | XL | XXL |
|------------------------|---|---|---|----|-----|
| Bal / Stânga / Left | | | | | |
| Jobb / Dreapta / Right | | | | | |



GMed ELASZTIKUS SZILIKONOS CSUKLÓSZERÍTŐ

GMed ORTEZĂ PENTRU ÎNCHEIETURA MĂINII CU INSERȚIE DE SILICON

GMed ELASTIC GEL PADDED WRIST SUPPORT